

# myeshew"

Brosse à mâcher orthodontique

#### Pour les enfants de 2 à 8 ans Encourage la respiration nasale et améliore

Encourage la respiration nasale et améliore la fonction musculaire orale pour aider au développement des dents et de la mâchoire.





CONVIENT
AUSSI AUX
AUSSI AUX
ENFANTS AYANT
ENFANTS BESOINS
DES BESOINS
SPECIAUX

**TONGUE, LIPS & JAW EXERCISER** 

## Myeshew

Orthodontic Chewing Brush

www.myoresearch.com

2 - 8 YEARS





#### Comprendre le problème

À cause de notre alimentation molle, beaucoup d'enfants n'ont pas les forces de mastication nécessaires pour renforcer leurs mâchoires. En outre, la respiration buccale et des muscles buccaux faibles et dysfonctionnels sont un problème très courant qui, s'il n'est pas traité, peut conduire à des mâchoires sous-développées, augmentant la probabilité d'encombrement des dents et de problèmes orthodontiques.

Puisque ces problèmes s'aggravent avec le temps, il est important d'intervenir tôt en entraînant activement les muscles masticatoires et en encourageant la respiration nasale, tout en améliorant la force et la fonction des muscles buccaux. L'établissement de ces habitudes correctes aide non seulement au développement des dents et de la mâchoire, mais favorise également une meilleure santé globale en décourageant la respiration buccale.

#### Myodalea® Myodhewm

Le Myotalea® Myochew™ est conçu pour promouvoir activement la mastication chez les enfants de deux à huit ans, afin d'améliorer la force des muscles de la mâchoire, tout en encourageant la respiration nasale et l'exercice de la langue. Il possède également des poils pour aider à nettoyer les dents. C'est un excellent ajout aux appareils Myobrace® et Myosa®, spécialisés dans la correction des problèmes respiratoires et musculaires oraux. Le Myochew™ est un outil attractif mais efficace pour aider les enfants à renforcer leurs muscles de la langue et de la mâchoire, tout en encourageant des habitudes respiratoires plus saines.

#### Myochew<sup>III</sup> - Caractéristiques

- Poils saillants pour nettoyer les dents.
- Tube lingual pour renforcer la langue.
- 3 Base à ressort pneumatique pour stimuler le développement des mâchoires.

- 4 Double arcade pour favoriser la respiration nasale.
- 5 Patte de dentition
  Pour encourager
  la mastication lors
  de la dentition
- 6 Dragonne détachable pour éviter qu'il tombe sur le sol.



mycchew"

#### Enfants avec besoins spéciaux

Les enfants ayant des besoins spéciaux sont particulièrement sujets à la respiration buccale, aux muscles de la mâchoire faibles, à une mauvaise fonction de la langue, ainsi qu'aux problèmes d'hygiène buccodentaire. Traditionnellement, toute intervention pour aider à corriger ces problèmes est difficile. Le *Myochew*<sup>TM</sup> est très bénéfique pour ces enfants car il leur fournit un moyen attractif de nettoyer leurs dents et de promouvoir la respiration nasale, tout en aidant à améliorer la force et la fonction de leur mâchoire et des muscles buccaux.



### Mode d'emplos




Étape 1 - Tenez l'appareil *Myochew*™ avec le tube lingual vers le haut.




Étape 2 - Placez l'appareil *Myochew*™ dans votre bouche.



**Étape 3 -** Gardez les lèvres jointes et respirez par le nez.



Étape 4 - Pressez le tube lingual avec votre langue à plusieurs reprises.



Étape 5 - Mâchez doucement et comprimez la base à ressort pneumatique à plusieurs reprises.

Une fois fini, rincez à l'eau chaude et laissez sécher!

Le *Myotalea® Myochew™* est conçu pour les enfants de deux à huit ans et encourage la respiration nasale tout en améliorant la fonction des muscles buccaux. Il aide à nettoyer les dents avec ses poils intégrés. Le *Myochew*<sup>TM</sup> convient également aux enfants ayant des besoins spéciaux qui ont besoin d'améliorer leur respiration, la fonction de leur langue et leur hygiène buccale.

L'appareil offre aux enfants un moyen agréable et efficace de corriger ces problèmes pour aider au développement des dents et de la mâchoire, tout en améliorant la santé globale en décourageant la respiration buccale.

#### Avantages du Myochew<sup>TM</sup>:

- Un moyen simple et efficace d'améliorer la respiration, les muscles buccaux et l'hygiène buccale ;
- Appareil convivial pour les enfants de différents âges ;
- Convient aux enfants ayant des besoins spéciaux ;
- Fabriqué à partir de silicone de qualité médicale pour un confort supérieur et une biocompatibilité optimum.

**Nettoyage de votre** *Myochew***™:** Rincez votre appareil *Myochew*™ sous l'eau chaude chaque fois que vous le retirez de votre bouche. Il peut également être ébouillanté après utilisation pour un meilleur nettoyage. Nous vous recommandons d'utiliser des comprimés *Myoclean*™ pour un nettoyage complet de tous vos appareils oraux deux fois par semaine. Interrogez votre praticien à propos de *Myoclean*™.

ATTENTION : L'appareil *Myochew*™ ne doit être utilisé que sous surveillance et selon les instructions d'utilisation. Il ne doit pas être utilisé pendant que l'enfant dort.



Myotalea® by Myofunctional Research Co. Myofunctional Research Co. Australia 44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia Tel: +61 7 5573 5999

Usage unique

Représentant aux:

Myofunctional Research Co. USA 9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA Tel: +1 866 550 4696

Représentant en Europe: Myofunctional Research Europe B.V.

Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands Tel: +31 416 651 696



REP

EC



MYOFUNCTIONAL

**TECHNOLOGY AND EDUCATION** 

RESEARCH CO.

